

BENEFIT[®]-System . Handout – *Manuel d'information*




Prof. Dr. Benedict Wilmes
Düsseldorf, Germany

BENEFIT® Mini-implant
BENEFIT® Mini-implant




Abutments
Ecrou de fixation pour Mini-Implant




Coupling with the appliance
En combinaison avec le dispositif


Screwdrivers
Tournevis



The *BENEFIT*®-Abutments
The BENEFIT®-Abutments



The *BENEplate* miniplates
Les BENEplate miniplaques



LITERATURE – PUBLICATIONS:

Wilmes B., Drescher D.
Benefit – A mini-implantat system with interchangeable abutments.
J Clin Orthod 2008; 42:574-580

Wilmes B., Drescher D., Nienkemper M.
Beneplate – A miniplate system for improved stability of
skeletal anchorage. J Clin Orthod 2009; 43:494-501

Adaptation

Adaptation



The **BENEsliider**

The most classical indication for skeletal anchorage using Mini-Implants with abutments is molar-distalization and/mesialization in the maxilla. By means of the so called "**BENEsliider**" the molars can be bodily distalized and/or mesialized using the Mesialslider. In many cases, tooth extraction or dental implants can be avoided.

To couple two **BENEFIT®** Mini-Implants, a **BENEplate** with welded wire is connected to the Implants and the **BENEsliider** parts (mobilizer, springs, **BENEtube**) are placed on the wire. Active force is applied by springs (240g or 500g) and activated with the Mobilizer.

*Le système **BENEsliider***

*L'indication usuelle d'un ancrage squelettique à l'aide de mini-implants est la distalisation ou mésialisation au maxillaire. Grâce au système **BENEsliider** les molaires peuvent être mésialées (Mesialslider) ou distalées (BENEsliider). Dans la plupart des cas cela permettra d'éviter les extractions.*

*Pour coupler deux mini-implants **BENEFIT®**, une plaque **BENEplate** sur arc est connectée aux mini-implants et agrémentée des accessoires **BENEsliider** (Ecrans mobiles d'activation, ressorts, **BENEtube**) qui sont fixés sur l'arc. La force est activée par le biais des ressorts (240gr. ou 500gr.) et des écrous mobiles d'activation.*



intraorally
En intra-oral



on the plaster model
Sur moulage de travail en laboratoire



Anaesthesia, two paramedian depots
Anesthésie, deux dépôts paramédianes



Pre-drilling, approx. 3 mm deep (only required for adults)
Pré-forage, approx. 3 mm profond seulement requis pour les adultes



Implant Insertion
Insertion de l'implant

Standard Contraangled Handpiece (blue)
with DIN connector
*Le manche de vissage manuel pour contre-angle
(Bleu) avec connecteur DIN*




The manually turned unit is connected to your existing contra-angled handpiece (blue 1:1) that enables its use with an angled screwdriver.

Le manche de vissage manuel pour contre-angle est connecté directement à votre instrumentation existante (Bleu 1:1).



Manually turned PSM unit
Manche PSM pour contre-angle (Universel)



Manually turned unit for contra-angled handpieces

Manche de vissage manuel pour contre-angle




Manually turned unit mod. to Pauls, with adjustable torque from 0 – 40 Ncm

Manche de vissage manuel modèle Pauls, avec ajustage du couple de 0 à 40 Ncm




Orthodontist could / should insert
Suggestion d'insertion pour le praticien

Dimension when using only one mini implant
Dimension en utilisant seulement un mini implant



Dimension when using two mini implants
Dimension en utilisant deux mini implants



Best insertion area / *Site d'insertion idéal*



Median insertion
Insertion médian



Para Median insertion
Para insertion médian

LITERATURE – PUBLICATIONS:

Ludwig B, Glasl T, Bowman J, Wilmes B, Kinzinger G, Lisson G. Anatomical Guidelines for Miniscrew Insertion: Palatal Sites. *J Clin Orthod.* 2011;45(8):433-441



(33-54410)

Impression cap

Tête pour prise d'impression



(33-54425)

Laboratory analog

Implant de transfert pour travaux sur moulages





Molar distalization

Distalisation Molaire

BENEslider
BENEslider



Pendulum B
Pendulum B



Molars mesialization

Molaires mésialisation

Mesialslider
Mesialslider



RPE (and facemask) Hybrid-Hyrax
RPE (avec masque facial) Hyrax Hybride

Alignment of retained teeth
Implants dentaires temporaires



Temporary pontics
Canines incluses- dents ankylosées

Molar uprighting
Redressement des axes Molaires



(33-54540)
Mobilizer


Ecrou mobile d'activation



(33-54409)

BENEplate with 1.1mm wire

BENEplate sur arc 1.1mm



(33-54524)

Adolescent: 240 g NiTi
coil spring

*Adolescent: 240 gr.
Ressort d'activation*

(33-54525)

Adults: 500 g NiTi
coil spring

*Adultes: 500 gr.
Ressort d'activation*



(33-54535)

(33-54536)

BENEtube

BENEtube

beneplates**BENEplate with 1.1 mm
stainless steel wire***BENEplate sur arc acier
inox 1.1 mm*

5,5 months later
Après 5,5 mois

LITERATURE – PUBLICATIONS:

Wilmes B, Nienkemper M, Ludwig B, Kau CH, Pauls A, Drescher D. Esthetic Class II Treatment with the Beneslider and Aligners. JCO 2012;46:390-8
Wilmes B, Drescher D., Application and effectiveness of the Beneslider. A device to move molars distally. World J Orthod 2010;11:331-340



LITERATURE – PUBLICATIONS:

Wilmes B, Neuschulz J, Safar M, Braumann B, Drescher D. Protocols for combining the Beneslider with lingual appliances in Class II treatment. J Clin Orthod. 2014;48:744-52

beneplates

BENEplate with 0.8 mm stainless steel wire (33-54428)
or TMA (33-54420)

BENEplate sur arc acier inox 0.8 mm (33-54428)
ou TMA (33-54420)



LITERATURE – PUBLICATIONS:

Wilmes B, Katyal V, Drescher D. Mini-implant-borne Pendulum B appliance for maxillary molar distalisation: design and clinical procedure. Aust Orthod J. 2014;30:230-9

beneplates

BENEplate with 0.8 mm stainless steel wire (33-54428) – or **TMA** (33-54420)

BENEplate sur arc acier inox 0.8 mm (33-54428)

ou TMA (33-54420)



Treatment Start
Début de traitement



4 months later
Après 4 mois



- › Total treatment time: 12 months
- 6 months Pendulum
- 6 months MB


Patient traité en 12 mois:

- 6 mois par le système Pendulum B
- 6 mois par multi-attaches



Mesialslider with an inclined plane for simultaneous molars intrusion

Mesialslider avec un plan incliné pour molaires intrusion simultanée



LITERATURE – PUBLICATIONS:

Wilmes B, Katyal K, Willmann J, Stocker B, Drescher D. Mini-implant-anchored Mesialslider for simultaneous mesialisation and intrusion of upper molars in an anterior open bite case: a three-year follow-up. Aust Orthod J 2015;31:87-97

beneplates

BENEplate for mesialization

BENEplate système de mésialisation



(33-54541)

Mobilizer with hook

Ecrou d'activation mobile



(33-54539)

Mesialtube

Tube mesial



(33-54495 soft / faible / 33-54496 medium / moyen
33-54497 strong / fort)

Niti spring

Ressort d'activation en nickel titane



LITERATURE – PUBLICATIONS:

Wilmes B, Nienkemper M., Drescher D. A miniplate system for improved stability of skeletal anchorage. J Clin Orthod 2009; 43:494-501
 Wilmes B, Nienkemper M, Nanda R, Lübberink G, Drescher D. Palatally anchored maxillary molar mesialization using the Mesialslider. J Clin Orthod 2013.47:172-79



LITERATURE – PUBLICATIONS:



Wilmes B, Nanda R, Nienkemper M, Ludwig B, Drescher D. Correction of upper-arch asymmetries using the Mesial-Distal-Slider. J Clin Orthod. 2013 ;47:648-55



33-54450



33-54452



LITERATURE – PUBLICATIONS:

Nienkemper M, Wilmes B, Pauls A, Drescher D. Preprosthetic molar uprighting using skeletal anchorage. J Clin Orthod 2013, 47:433-7




(33-54430)
Abutment Standard
*Ecrou de fixation
standard*

or
ou



(33-54466)
Abutment Peek
*tête d'écrou pour implant
temporaire*



LITERATURE – PUBLICATIONS:


Wilmes B, Nienkemper M, Renger S, Drescher D. Mini-implant-supported temporary pontics. J Clin Orthod. 2014;48:422-9



(33-54466)

BENEFIT® Peek Abutment, incl. 1 fixation screw

BENEFIT® Tête conique (1 pièce) avec vis de fixation (1 pièce)






Management of wide spaces

Comment contrôler et maintenir les espaces inter dentaires importants

“Bridge technique”

Méthode dite du “Bridge Technique”



Bracket-Abutment TMA-Wire 16/22"

Ecrou de fixation pour mini-implant à double bracket. (reçoit des arcs en TMA 16x22)

**LITERATURE – PUBLICATIONS:**


Nienkemper M, Wilmes B, Ludwig B, Lübberink G, Drescher D. Extrusion of impacted teeth using mini-implant-borne mechanics. J Clin Orthod.2012;46: 150-155



(95-13012)

Model Mouse Trap Intrusion

Modèle de présentation du système "Mouse trap"



LITERATURE – PUBLICATIONS:

Wilmes B, Nienkemper M, Ludwig B, Nanda R, Drescher D. Upper-Molar Intrusion Using Anterior Palatal Anchorage and the Mousetrap Appliance. J Clin Orthod 2013;47:314-20




LITERATURE – PUBLICATIONS:

Wilmes B., Drescher D., Vertical Periodontal Ligament Distraction – a New Method for Aligning Ankylosed and displaced Canines. J Orofac Orthop. 2009; 70:213-223



2x

BENEFIT 2.0 Screw, 9 mm
Mini Implant BENEFIT 2.0, 9 mm



2x

(33-54463)

Tête d'implant pour Hyrax
Hyrax Pilaastro

or
ou



2x

(33-54462)


Anneau pour Hyrax
Hyrax Ring

LITERATURE – PUBLICATIONS:

Wilmes B, Fields of Application of Mini-Implants. In: Ludwig, Baumgaertel, Bowman: Mini-Implants in orthodontics. Innovative anchorage concepts. London, Berlin etc. Quintessence. 2008: 91- 122


Wilmes B, Nienkemper M, Drescher D. Application and effectiveness of a new miniimplant and tooth-borne rapid palatal expansion device. World J Orthod. 2010

Nienkemper M, Wilmes B, Franchi L, Drescher D. Effectiveness of maxillary protraction using a hybrid hyrax-facemask combination: A controlled clinical study. Angle Orthod. 2014



Intraoral alternative?
Une alternative aux traitements intra-oraux?

Goal 2: Avoid mesial migration when using a facemask
Goal 2: Eviter la migration mésiale lorsque vous utilisez un masque facial



LITERATURE – PUBLICATIONS:



Wilmes B, Kau CH, Ludwig B, Drescher D. Early Class III Treatment with a Hybrid Hyrax-Mentoplate Combination J Clin Orthod, 45:1-7





LITERATURE – PUBLICATIONS:


Ludwig B, Glasl B, Bowman J, Drescher D, Wilmes B. Miniscrew supported Class III Treatment with the Hybrid RPE Advancer. J Clin Orthod 2010; 44:533-539
Nienkemper M, Wilmes B, Pauls A, Drescher D. Maxillary protraction using a hybrid hyrax - face-mask combination. Prog Orthod 2013;14:5







Less mesial migration using a facemask
Réduit la migration mésiale grâce au masque facial



Less tipping
Réduit le risque de version



LITERATURE – PUBLICATIONS:


Wilmes B, Nienkemper M, Drescher D. Application and effectiveness of a new mini-implant and tooth-borne rapid palatal expansion device. World J Orthod. 2010



Abmessung (d x length)
Dimensions (Diamètre x longueur)

2.0	33-820-04	2.0 x 4 mm
	33-820-05	2.0 x 5 mm
	33-820-07	2.0 x 7 mm
	TX Bone Screw 2.0 mm TX Vis pour fixation dans l'os 2,0 mm	



Face mask no longer necessary

Advantages:

- The MentoPlate can be inserted before eruption of the canines we can start at the age of 8 years
- Loosening of the midface sutures (RPE effect)
- Low risk of root injury

LITERATURE – PUBLICATIONS:

Wilmes B, Nienkemper M, Ludwig B, Kau CH, Drescher D. Early Class III Treatment with a Hybrid Hyrax-Mentoplate Combination. J Clin Orthod 2011; 45:1-7


Masque facial n'est plus nécessaire

Avantages:

- *La Mentoplate peut être mise en place en amont de l'éruption des canines, possibilité de démarrage du traitement dès 8 ans*
- *Action sur la suture palatine grâce à l'effet RPE*
- *Faible risque de blessure à la racine*



Hybrid-Hyrax
Hyrax Hybride





MentoPlate
MentoPlate

LITERATURE – PUBLICATIONS:

Wilmes B, Nienkemper M, Ludwig B, Kau CH, Drescher D. Early Class III Treatment with a Hybrid Hyrax-Mentoplate Combination. J Clin Orthod 2011; 45:1-7



5 months later
Après 5 mois





Before
Avant



Afterwards
Après



LITERATURE – PUBLICATIONS:

Wilmes B, Ludwig B, Katyal V, Nienkemper M, Rein A, Drescher D. The Hybrid Hyrax Distalizer, a new all-in-one appliance for rapid palatal expansion, early class III treatment and upper molar distalization. J Orthod. 2014;41:47-53



- > Less failures
Réduit les risques d'échec
- > Safer mechanics
Mécanique sûre et éprouvée.




benefit

Benefit-System „A Breakthrough in Miniscrew Stability“

Robert G. Keim, Editor JCO

The Editor's Corner J Clin Orthod 2009.43;485-386

www.uniklinik-duesseldorf.de/kieferorthopaedie




Keim: The Editor's Corner

[A Breakthrough in Miniscrew Stability](#)

As with all other practical innovations in orthodontics, temporary anchorage devices (TADs) have involved a significant learning curve. Although Creekmore and Eklund's seminal paper on skeletal anchorage appeared in JCO more than 25 years ago,¹ it remained on the fringes of the profession until around the turn of the century, when the concept took off like a rocket. Since then, paper after paper has illustrated successful treatment of most categories of malocclusion... [\[more\]](#)

Access to the Editor's Corner is free. For more free articles [click here](#)

August 2009 corner: This month's cover features a 3D volume rendering of a CT scan using software from Anatomage, Inc, as described in The Cutting Edge.




sterile

33-54207	2.0 x 7 mm
33-54209	2.0 x 9 mm
33-54211	2.0 x 11 mm
33-54213	2.0 x 13 mm
33-54215	2.0 x 15 mm

2.0

BENEFIT® Orthodontic Screw 2.0 mm
BENEFIT® mini-implant 2.0 mm



sterile

33-54307	2.3 x 7 mm
33-54309	2.3 x 9 mm
33-54311	2.3 x 11 mm
33-54313	2.3 x 13 mm
33-54315	2.3 x 15 mm

2.3

BENEFIT® Orthodontic Screw 2.3 mm
BENEFIT® mini-implant 2.3 mm




33-54460 1.1 stainless steel

Abutment Standard with 1.1 mm wire (12 cm)
Ecrou de fixation standard sur arc 1,1 mm (longueur de l'arc 12cm)




33-54445

BENEFIT® Abutment with slot
BENEFIT® Ecrou de fixation avec gorge




33-54430

BENEFIT® Abutment Standard
BENEFIT® écrou de fixation standard seul




33-54450 Abutment mit | avec un bracket




33-54452 Abutment mit | avec deux bracket

BENEFIT® Abutment with brackets
BENEFIT® Ecrou de fixation avec brackets



33-54463

BENEFIT® Hyrax Abutment
Tête d'implant **BENEFIT®** pour Hyrax




33-54544

BENtube acc. to. Dr. Banach, with wire 1.1 mm, 40 mm, 2 ea.
BENtube selon le Dr. Banach, sur fil 1.1 mm, longueur 40 mm, Vendu par 2.

BENEsider



33-54535, 33-54524, 33-54540, 33-54409, 33-54540, 33-54524, 33-54535




33-54535

BENtube, Standard, 2 ea.
BENtube, Standard, Kit de 2



33-54536

BENtube, large, 2ea
BENtube, large, Kit de 2



33-54539

Mesialtube, with hook
Mesialtube, Tube mesial avec crochet

33-54599 **BENEsider Set 240 gr. complete consisting of:**
BENEsider Kit 240 gr. complet de démarrage:

33-54409 BENEplate short, with 1.1 mm wire, incl. fixation screws
BENEplate court sur arc 1.1mm; Kit d'une plaque et deux vis

33-54540 Mobilizer for wires from 0.5 to 1.2 mm, 2 ea.
Ecrou mobile d'activation (pour arcs de 0,5mm à 1,2mm), Kit de 2

33-54524 BENEslider springs, 240gr., 2 ea.
BENEslider ressorts, 240grs., Kit de 2

33-54535 BENEslider Hook lock, 2 ea.
BENEslider Tube standard à crochet pour foreaux, Kit de 2

33-54597 as 33-54599 but with **500gr.** springs identique au kit 33-54599 mais avec ressorts **500gr.**




73-31960

quattro® / BENEFIT® Sterilization tray for instruments and implants, empty
quattro® / BENEFIT® Support pour stérilisation des instruments et implants, vendu vide



33-54100

quattro® / BENEFIT® Instrument Set
quattro® / BENEFIT® Kit d'instrumentation




33-54524 240 g
33-54525 500 g

BENEsider NiTi springs, 2 ea.
BENEsider Ressorts d'activation, Kit de 2




33-54540

Mobilizer for wires from 0.5 to 1.2 mm
Vis d'activation pour arcs de 0,5 à 1,2 mm




33-54541

Mobilizer with hook
Vis d'activation avec crochet



33-54425

BENEFIT® laboratory analog
BENEFIT® implant de transfert pour travail sur moulages



33-54410


BENEFIT® impression cap
BENEFIT® tête de prise d'impression



33-54543


Micro Mobilizer for wires from 0.5 to 1.2 mm
MICRO-écrou mobile d'activation pour arcs de 0,5mm à 1,2mm

For the complete BENEFIT product range please consult our BENEFIT product flyer KAT-002. Pour la gamme complète des dispositifs BENEFIT, merci de consulter notre brochure KAT-002.




33-54400 stainless steel 1:1

BENEFIT, long, incl. fixation screws
BENEFIT, long avec écrous de fixation



33-54402 stainless steel 1:1

BENEFIT, short, incl. fixation screws
BENEFIT, court avec écrous de fixation



33-54429 1.1 stainless steel 1:1

BENEFIT, long, with 1.1 mm wire (12 cm),
incl. fixation screws
BENEFIT, long sur arc 1.1 mm (12 cm)
avec écrous de fixation

33-54409 1.1 stainless steel 1:1

BENEFIT, short, with 1.1 mm wire
(12 cm), incl. fixation screws
BENEFIT, court sur arc 1.1 mm (12 cm)
avec écrous de fixation



33-54428 0.8 stainless steel 1:1

BENEFIT, long, with 0.8 mm wire (12 cm),
incl. fixation screws
BENEFIT, long sur arc 0.8 mm (12 cm)
avec écrous de fixation



33-54408 0.8 stainless steel 1:1

BENEFIT, short, with 0.8 mm
steel wire (12 cm), incl. fixation screws
BENEFIT, court sur arc 0.8 mm (12 cm)
avec écrous de fixation



33-54407 1:1

BENEFIT long, with bracket
incl. fixation screws
BENEFIT long avec bracket
et écrous de fixation



33-54420 0.8 TMA 1:1

BENEFIT, short, with 0.8 mm
TMA wire (12 cm), incl. fixation screws
BENEFIT, court sur arc TMA 0.8 mm
(12 cm) avec écrous de fixation



33-55000

BENEFIT® Starter Instrument Set
BENEFIT® Kit d'instrumentation

73-31990

BENEFIT® Starter tray, empty
BENEFIT® Support de démarrage, en plas-
tique, vendu vide

for 2.0 mm screws
Pour Mini Implants 2.0 mm



10-67513 **QB** DENTAL


Drill, 1.4x33 mm WL 15 mm, red
for 2.0 mm screws
Foret 1.4x33 mm, travaillant sur 15 mm,
rouge, pour Mini Implants 2.0 mm

for 2.3 mm screws
Pour Mini Implants 2.3mm



11-18452 **QB** DENTAL

Drill, 1.8x28 mm WL 15 mm, grey
for 2.3 mm screws
Foret 1.8x28 mm, travaillant sur 15 mm,
gris pour Mini Implants 2.3 mm



10-63025 **QB**

Manually turned unit for contra-angled
handpieces
Manchon manuel pour contre-angle



33-54704 **QB**

Manually turned unit mod. to Pauls,
with adjustable torque from 0–40 Ncm
Manchon manuel selon Pauls avec vitesse de
rotation ajustable de 0 à 40 Ncm



33-54533

FlexiTube, 2 ea.
FlexiTube, 2 pièces



33-54462 **NEW!**

Hyrax Ring, incl.
fixation screws, 2 ea.
Anneau de fixation
pour Hyrax, Incluant
les vis de fixation,
2 pièces



33-18266 **QB** **NEW!**

Thumb screw for Dental mandrel with
limited torque (10 Ncm)
Mandrin de vissage manuel à couple
bridé à 10 Ncm



33-54466 **NEW!**

BENEFIT Peek Abutment, 1 ea. incl. 1 fixation screw
Système **BENEFIT**: Tête d'écrou pour implant
temporaire avec 1 vis de fixation



33-54403

Spare fixation screws, 2 ea.
Écrous de fixation seuls, vendus par deux



95-13001

Model **BENEsider**, mesial., distal.
 Modèle de présentation du système **BENEsider** mesial-distal.



95-13002

Model Anchorage for upper Molars
 Modèle de présentation du système d'ancrage maxillaire.



95-13003

Model Pendulum B
 Modèle de présentation du système Pendulum B



95-13005

Model Molar uprighting
 Modèle de présentation du système de redressement d'axe pour molaires



95-13006

Model Hybridhyrax
 Modèle de présentation du système Hyrax Hybride



V-90-994-00

BENEFIT® Model Case for 9 models, empty
 Mallette de présentation des modèles **BENEFIT®**



95-13007

Model Anchorage Anterior Teeth
 Modèle de présentation du système d'ancrage antérieur



95-13008

Model Tooth Eruption
 Modèle de présentation du système d'éruption



95-13009

Model "Temporary Implant"
 Modèle de présentation du système d'implant temporaire



95-13011

Plaster Model with laboratory implants
 Modèle de présentation du système de transfert pour travaux en laboratoire



95-13012

Model Mouse Trap Intrusion
 Modèle de présentation du système "Mouse trap"



95-13013

Model Hybridhyrax Distalizer
 Modèle de présentation du système de distalisation Hyrax Hybride



95-13014

Model T-Mesial/Distalslider
 Modèle T-Mesial/Distalslider



95-13015

Model Hybridhyrax Distalizer 2
 Modèle Hyrax hybride et distaliseur 2



www.psm.ms – premium implants

BENEFIT[®]-System . Handout – *Manuel d'information*



Producer:

psm MEDICAL SOLUTIONS

Moltkestraße 41
78532 Tuttlingen, Germany

Telefon +49 (74 61) 9 66 37-0
Fax +49 (74 61) 9 66 37-29

E-Mail info@psm.ms
Internet www.psm.ms

More information: www.psm.ms