

BENEFICI PER IL PAZIENTE


Un **BEL SORRISO** è soltanto uno dei numerosi benefici che l'uso del sistema MTM® no-trace™ può dare.

Migliorare l'**ALLINEAMENTO** significa, per il paziente, un più facile accesso a tutta la superficie del dente durante l'igiene orale e, di conseguenza, una riduzione della formazione di tartaro e di carie. Studi recenti dell'ADA (American Dental Association) affermano che una bocca sana può aiutare a mantenere un buono stato di salute generale.

Il sistema MTM® no-trace™ è la **SOLUZIONE ESTETICA IDEALE** per chi non desidera mostrare il suo apparecchio ortodontico.

Gli attacchi linguali possono essere applicati in meno di un'ora e il trattamento si conclude in 12-24 settimane.

La **PRESENZA DISCRETA** degli attacchi MTM® no-trace™ permetterà al tuo paziente di avere, con il massimo comfort, il sorriso che ha sempre desiderato.



ORTEAM
orthodontic technologies

Piazza Carbonari, 12 - 20125 Milano
Tel. 02 66711227 r.a. - Fax 02 66711234
www.orteam.it - orteamail@orteam.it

For better dentistry
DENSPLY
GAC



Un sorriso che nasconde
un segreto...

✓ **Trattamento veloce**

✓ **Invisibile**

✓ **Massimo Comfort**

MTM® no-trace™ System LAVORA DIETRO LE QUINTE

Gli attacchi linguali MTM® no-trace™ permettono di effettuare un trattamento ortodontico invisibile, in modo confortevole, nell'arco di 12-24 settimane. Il sistema MTM® no-trace™ utilizza degli attacchi di misura ridotta che, posizionati lingualmente, consentono di effettuare piccoli spostamenti.

Attacchi Self-Ligating



L'apparecchio MTM® no-trace™ sposta i denti, con forze leggere, fino alla loro posizione ideale, senza arrecare fastidio al paziente.

SEQUENZA DI UTILIZZO

.012 SENTALLOY SUPER ELASTIC NI-TI

Utilizzato, nella maggior parte dei casi, come arco iniziale. A volte può essere anche l'unico utilizzato nel trattamento.



.014 SENTALLOY SUPER ELASTIC NI-TI

Può essere utilizzato come primo o secondo arco.



CASO MTM® no-trace™ System

PRIMA DEL TRATTAMENTO



POSIZIONAMENTO INIZIALE



12 SETTIMANE DOPO



CASI IN CUI UTILIZZARLO

Con l'apparecchio MTM® no-trace™ si possono effettuare le seguenti correzioni sui denti anteriori:

DIASTEMI		1
AFFOLLAMENTO		2
LINEA MEDIANA		3
TIPPING		4
ROTAZIONE		5
INTRUSIONE ed ESTRUSIONE		6