



## VISIERA FULL FACE

La **Visiera Full Face** è certificata CE per l'alto potenziale protettivo. Ripara il viso e protegge occhi e mucose facciali del clinico, dell'assistente e dell'igenista da schizzi, spruzzi e aerosol.

Grazie al sistema con frizione, il visore può essere **sollevato** con un **semplice tocco** e rimane nella posizione desiderata senza scendere.

L'**altezza maggiorata** (31 cm.) e la copertura integrale del viso (16 cm) garantiscono una protezione aggiuntiva rispetto alle comuni visiere in commercio.

Lo **schermo facciale** trasparente ha uno spessore di 0.8 mm sollevabile.

Ha una **solida montatura** con fascia elastica regolabile, con due tipi di chiusura ad **elastico** o **velcro**.

Protezione e altezza **anti Dopler**.

È DPI Certificato Cat. 2 conforme EN 766 - Marcatura CE su lente e montatura Validazione INAIL nr. 80 240420 - Certificato UE 425 nr. AC 20076



## VISIERA PROFESSIONALE

### SCHEDA TECNICA

- Marchio CE 0530 nr AC 20076
- DPI UNI 165 Categoria 2
- Conforme alla norma EN 166:2001
- Riutilizzabile previa igienizzazione
- Sterilizzabile (Gamma, ETO, Perossido Ozono, IPA)
- Schermo in PETG sp. 0,8 mm.
- Confortevole elastico posteriore regolabile H 22 in PL
- Chiusura con velcro regolabile
- Morbida fascia frontale in PE 5 mm.
- Made in Italy

### DIMENSIONI e PESO

- **Altezza:** 310 mm
- **Larghezza:** 250 mm
- **Profondità:** 145 mm
- **Circonferenza:** regolabile
- **Peso:** 130 gr.

### STERILIZZAZIONE

La visiera deve essere sterilizzata mediante raggi gamma, ipoclorito di sodio, perossido di idrogeno, IPA, ETO o ozonizzazione.

### MANUTENZIONE

La visiera deve essere pulita con regolarità, utilizzando un panno inumidito con un detergente delicato, asciugare con una pelle scamosciata.

Non pulire a secco per evitare di graffiarne la superficie.