



## PIANTANA IN ALLUMINIO PVS

**Piantana componibile in alluminio grezzo**, idonea per creare un punto di disinfezione ovunque si voglia.

Studiata per qualsiasi flacone-push di gel igienizzante fino ad un formato di 800 ml e per qualsiasi dispenser ottico. (Sconsigliato il montaggio di dosatori manuali per instabilità del prodotto e per ragioni igieniche).

**Produttore:** PVS Spa

**Dimensioni:** 40x40x143 (LxPxH)

**Peso:** 3,6 KG

**Materiale:** Alluminio

**Confezionamento:** fornita smontata e confezionata in due scatole per semplificare spedizione e stoccaggio, fornita con disegno di montaggio e adesivo.

**Accessori inclusi:** Dispenser, piattino salva goccia e supporto bottiglia.



## DISPENSER A PIANTANA IDS

### DISPENSER ELETTRONICO A PIANTANA CON SERBATOIO DA 1 LITRO.

**Sporigerm® Mani** ha lo stesso PH della pelle (5,5) ed è con glicerina per mantenere la pelle morbida rispettandone il manto lipidico anche in caso di lavaggi frequenti.

**Sporigerm® Mani** garantisce un'azione disinfettante su batteri gram+ e gram-, funghi e virus.

L'azione antisettica di **Sporigerm® Mani** previene le infezioni sulla cute integra mantenendo una costante azione sulla flora microbica cutanea.

#### COMPOSIZIONE:

Cloruro di alchil-benzil-dimetil-ammonio, 2-idrossidifenil, Profumo Glicerina: Alcanolammide Poliglicoletere, Alchilpoliglicoletere, Acqua deionizzata

**PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO** Reg. Min. Salute N. 16161  
Scadenza: 5 anni.



### **Sporigerm® Gel Mani**

È un gel con il 70% di alcol (62% in peso) particolarmente semplice da utilizzare perché non necessita di acqua.

La sua speciale formulazione lascia le mani fresche, morbide e piacevolmente profumate. Si usa quotidianamente per ogni esigenza.

**Sporigerm® Gel Mani** è indicato anche per gli specialisti del settore medico ospedaliero ed è il prodotto ideale da utilizzare tra una visita e l'altra perché garantisce la massima igiene in un tempo ridotto.

**Sporigerm® Gel Mani** è usato a scopo cautelativo ogni volta in cui si viene a contatto con persone o con oggetti potenzialmente contaminati, può essere usato in sostituzione di acqua e sapone.



### **Dermatologicamente Testato**

#### COMPOSIZIONE:

Alcohol denat, Aqua (water), Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Propylene Glycol, Parfum (fragrance), Benzophenone-4, Benzyl Benzoate, Citral, Limonene, Linalool.